

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-В-Катенина (S45) Для Вб, Ифа — P35222

Артикул: CM0000912



введение

Кроличья поликлональная антитело против фосфо-β-катенина (S45) (P35222) для ВБ и ИФА. Обнаруживает эндогенный фосфорилированный β-катенин по остатку Ser45 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-β-Catenin-S45 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	EVRI7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; армадилло; Phospho-β-Catenin-S45
Вид	Человек
GeneID (человек)	1499
GeneID	1499
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S45 β-катенина человека (NP_001091679)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35222
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	С холодильным элементом