

Поликлональные Антитела К Anti-Phospho- β -Catenin (S552) Для Wb, Elisa - P35222

Артикул: CM0000871



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против фосфо- β -катенина (S552). Валидированы для WB, ELISA с перекрестной реактивностью на человеческие, мышиные и крысиные образцы. Идеальны для исследований сигнального пути Wnt и клеточной адгезии. - P35222

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho- β -Catenin-S552 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S552
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1499
GeneID	1499
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S552 человеческого бета-катенина (NP_001091679)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35222
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	Сумка со льдом