

Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Phospho-Vasp (S157) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - P50552

Артикул: CM0001121



введение

Кроличыи моноклональные антитела к Anti-Phospho-VASP (S157), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА на образцах человека. Нацелены на фосфорилированный VASP в позиции S157, белок, связанный с актином, играющий ключевую роль в ремоделировании цитоскелета, агрегации тромбоцитов и подвижности клеток. Подходят для исследований в области сосудистой биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-VASP-S157 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	VASP; Phospho-VASP-S157
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7408
ID гена	7408
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S157 человеческого VASP (NP_003361.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50552
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом