

Антифосфо-Vasp-S157 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P50552

Артикул: CM0000791



введение

Фосфоспецифичная кроличья поликлональная антитело, нацеленная на VASP (фосфо-S157). Валидирована для применения в WB, IHC-P, IP, ELISA, реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. VASP регулирует динамику актина, агрегацию тромбоцитов и миграцию клеток. Идеально подходит для исследований цитоскелета и тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-VASP-S157 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	VASP; Phospho-VASP-S157
Вид	Человек
ID гена (человек)	7408
ID гена	7408
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области сайта S157 человеческого VASP (NP_003361.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50552
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С пакетом со льдом