

Поликлональные Антитела Против Фосфо-Vasp-S239 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P50552

Артикул: CM0000769



введение

Кроличьи поликлональные антитела к фосфо-VASP-S239 (стимулированный вазодилататорами фосфопротеин). Валидированы для Вестерн-блота, ИHC-P и ИФА. Реагируют с антителами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Фосфо-VASP-S239 кроличьи поликлональные антитела
Примечания / Синонимы	VASP; Фосфо-VASP-S239
Вид	Человек
ID гена (человек)	7408
ID гена	7408
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S239 человеческого VASP (NP_003361.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50552
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодильный пакет