

Анти-Фосфо-Рецептор Vegf 2-Y1175, Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P35968

Артикул: CM0000760



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против фосфорилированного Y1175 VEGFR2/KDR. Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для исследований ангиогенеза и сигнальных путей при раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-рецептор VEGF 2-Y1175, pAb кролика
Примечания/Псевдоним	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, Фосфо-рецептор VEGF 2-Y1175
Вид	Человек
ID гена	3791
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y1175 человеческого рецептора VEGF 2 (NP_002244.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35968
Молекулярный вес белка	152 кДа
Доставка	Сумка-холодильник