

Кроличья Поликлональная Антитела Против Фосфорилированного Vegf-Рецептора 2 (Y1175) Для Вестерн-Блоттинга — P35968

Артикул: CM0001159



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному VEGF-рецептору 2 по остатку Y1175, валидированы для ВБ и ИФА. Идеально подходят для исследований ангиогенеза и сигнальных путей сосудистой системы. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-VEGF-рецептор 2-Y1175, кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альасы	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175
Вид	Человек
ID гена (человек)	3791
ID гена	3791
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y1175 человеческого VEGF-рецептора 2 (NP_002244.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35968
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	Сумка-холодильник