

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Виментина-S83 Для Вб, Ифа - P08670

Артикул: CM0001068



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против виментина, фосфорилированного по остатку Ser83. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека и крысы. Обнаруживает полосу размером ~54 кДа. Подходит для исследования промежуточных филаментов, клеточной миграции и эпителиально-мезенхимального перехода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CTRCT30; HEL113; Виментин; VIM; виментин; Phospho-Vimentin-S83
Вид	Человек
ID гена (человек)	7431
ID гена	7431
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области остатка S83 человеческого VIM (NP_003371.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P08670
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка-холодильник