


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Yap1-S127 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P46937

Артикул: CM0001733



Введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфорилированному YAP1 в положении серина 127. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Hippo и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-YAP1-S127 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; Yes associated protein 1; Phospho-YAP1-S127
Вид	Человек
GeneID (человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S127 человеческого YAP1 (NP_001123617.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Молекулярный вес белка	36 кДа/48 кДа/49 кДа/50 кДа/52 кДа/53 кДа/54 кДа
Доставка	Сухой лед