


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Yap1-S127 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P46937

Артикул: CM0000970



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело к YAP1 (Ser127), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на транскрипционный коактиватор пути Hippo YAP1, ключевой регулятор размера органов и подавления опухолей. Подходит для исследований в области онкологии и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-YAP1-S127 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S127
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S127 человеческого YAP1 (NP_001123617.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом