


Кроличья Поликлональная Антитела Против Фосфо-Yap1-S128 Для Вестерн-Блоттинга - P46937

Артикул: CM0001469



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на YAP1, фосфорилированный по Ser128, ключевому эффектору пути Hippo. Реагируют с образцами человека и мыши, валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ELISA. Идеальны для исследований рака и размера органов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-YAP1-S128 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Фосфо-YAP1-S128
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10413
ID гена	10413
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S128 человеческого YAP1 (NP_001123617.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46937
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом