


Кроличья Рab К Фосфо-Ywhaz-S58 Для Вестерн-Блоттинга И Иф/Мцк - P63104

Артикул: CM0001098



введение

Кроличья поликлональная антитело, специфически обнаруживающее YWHAZ, фосфорилированный по серину-58. Подходит для вестерн-блоттинга и иммунофлуоресценции в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-YWHAZ-S58 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Phospho-YWHAZ-S58
Вид	Человек
ID гена	7534
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63104
Молекулярный вес белка	28kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент