


## Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Phospho-Zap70-Y319 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Ифа - P43403

Артикул: CM0001150



### введение

Кроличья поликлональное антитело (pAb) к Phospho-ZAP70-Y319, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА на образцах человека. Специфично к фосфорилированному остатку Y319 белка ZAP70, ключевой киназе в исследованиях сигнальных путей Т-клеточного рецептора и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-ZAP70-Y319 Rabbit pAb                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y319                           |
| Вид                       | Человек                                                                                  |
| GeneID (Человек)          | 7535                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический фосфорилированный пептид в области Y319 человеческого ZAP70 (NP_001070.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                   |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                               |
| Применение                | WB, IP, ELISA                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                  |
| SWISS                     | P43403                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 70кДа                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                           |