


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Zap70-Y319+Syk-Y352 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ик, Ифа — P43403/P43405

Артикул: CM0001591



введение

Кроличья поликлональная антитело, распознающая фосфо-Zap70 (Y319) и фосфо-Syk (Y352). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований сигнальных путей T- и В-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Zap70-Y319+Syk-Y352 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Вид	Человек
GeneID (человек)	7535
GeneID	7535/6850
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий фрагменту Y319 человеческого ZAP70 (NP_001070.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P43403/P43405
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Ледяной пакет