


Кроличья Поликлональная Антифосфо-Zap70 (Y493) Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P43403

Артикул: CM0001417



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ZAP70 по тирозину 493, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально для исследований сигналинга Т-клеточного рецептора и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ZAP70-Y493 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Фосфо-ZAP70-Y493
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7535
ID гена	7535
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y493 человеческого ZAP70 (NP_001070.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43403
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом