


Моноклональное Антитело Против Фосфоламбана Для Wb, If-P, Elisa - P26678

Артикул: CM0007076



введение

Кроличье моноклональное антитело против Фосфоламбана, валидированное для WB, IF-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Нацелено на регулятор кальция саркоплазматического ретикулула, участвующий в сократимости сердечной мышцы, незаменимый для сердечно-сосудистых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospholamban Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PLN; CMD1P; CMH18; PLB; фосфоламбан; Phospholamban
Вид	Человек
ID гена	5350
Имуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 1-52 человеческого Фосфоламбана. (NP_002658.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P26678
Молекулярный вес белка	6 кДа
Доставка	Сумка со льдом