


Поликлональные Антитела К Анти-Фосфоламбану (PLN) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P26678

Артикул: CM0021750



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Фосфоламбана (PLN) для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Нацелены на ключевой регулятор гомеостаза кальция и сократимости сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLN Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5350
GeneID	5350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 1-52 человеческого PLN (NP_002658.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P26678
Молекулярный вес белка	6 кДа
Доставка	Сумка со льдом