


Моноклональное Антитело Против Фосфолипидной Скрэмблазы 1 (Plscr1) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O15162

Артикул: CM0008775



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфолипидной скрэмблазе 1 (PLSCR1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы — идеально подходит для исследований апоптоза и противовирусной защиты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфолипидной скрэмблазе 1 (PLSCR1)
Примечания/синоним	MMTRA1B; фосфолипидная скрэмблаза 1 (PLSCR1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5359
GeneID	5359
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 фосфолипидной скрэмблазы 1 человека (PLSCR1) (NP_066928.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15162
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом