


Поликлональное Антитело К Anti-Phospholipid Scramblase 1 (PLscr1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15162

Артикул: CM0031052



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; детектирует белок 35 кДа. Идеально для исследований апоптоза, противовирусной защиты и скремблирования липидов.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5359
GeneID	5359
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-318 человеческого Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) (NP_066928.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15162
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом