


Кроличья Поликлональная Антитело Против Phox2B Для Wb И Ифа - Q99453

Артикул: CM0027982



введение

Поликлональная антитело кролика против PHOX2B, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелена на PHOX2B человека, мыши и крысы — фактор транскрипции, необходимый для развития вегетативных нейронов. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии, нейробластомы и заболеваний развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHOX2B кроличья пАб
Примечания/Синонимы	CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B
Вид	Человек
ID гена (человек)	8929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-90 человеческого PHOX2B (NP_003915.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99453
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом