

Кроличья Поликлональная Антитела Против Phox2B Для Вестерн-Блота, Ифа - Q99453

Артикул: CM0022225



введение

Кроличья поликлональная антитела против PHOX2B для Вестерн-блота и ИФА обнаруживает PHOX2B человека и мыши — фактор транскрипции, критически важный для развития норадренергических нейронов. Идеально подходит для исследований нейробластомы и головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] PHOX2B кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Вид	Человек
ID гена (человек)	8929
ID гена	8929
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 260-314 человеческого PHOX2B (NP_003915.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99453
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Аккумулятор холода