


Анти-Phpt1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - Q9Nrx4

Артикул: CM0013469



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого PHPT1 (14 кДа фосфогистидинфосфатаза). Валидировано для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований активности гистидинфосфатазы. Q9NRX4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHPT1 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	RHP; RHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29085
ID гена	29085
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого PHPT1 (NP_054891.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRX4
Молекулярный вес белка	14kDa
Доставка	Сумка со льдом