


Анти-Phpt1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Nrx4

Артикул: CM0015869



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого PHPT1 (фосфогистидинфосфатаза 1). Валидирован для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Иммуноген: рекомбинантный белок. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHPT1 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	RHP; RHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29085
ID гена	29085
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRX4
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом