

Кроличье Поликлональное Антитело Против Phrf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9P1Y6

Артикул: CM0019626

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок PHRF1 (PHD and RING finger domain-containing protein 1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует полосу ~179 кДа, идеально для изучения этого металл-связывающего фосфопротеина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	PHRF1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RNF221; PPP1R125; PHRF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57661
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1350-1450 человеческого белка PHRF1 (NP_001273512.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P1Y6
Молекулярная масса белка	179 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом