


Кроличье Моноклональное Антитело Против PI3K-Киназы P110 Alpha Для Wb, Ip, Elisa — P42336

Артикул: CM0007047



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против PI3K-киназы p110 alpha человека (PIK3CA), валидированное для WB, IP и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для разработки IVD-тестов, направленных на сигнальный путь PI3K/АКТ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PI3K-киназы p110 alpha
Примечания/синонимы	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PI3K-киназа p110 alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	5290
GeneID	5290
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 294-610 PI3K-киназы p110 alpha человека (NP_006209.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42336
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет