

Кроличья Моноклональная Антитело Против P13 Киназы P110 Бета Для Вестерн-Блота И Ифа - P42338

Артикул: CM0006525

введение

Кроличья моноклональная антитело против P13 киназы p110 бета, валидированная для Вестерн-блота и ИФА, определяет антигены человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга PI3K/AKT, роста клеток и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P13 киназа p110 бета, кроличья мкАт
Примечания/Алиасы	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
Вид	Человек
GeneID (человек)	5291
GeneID	5291
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 410-600 человеческой P13 киназы p110 бета (NP_006210.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42338
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	Айс-пак