

Кроличий Моноклональный Антитело Против PI3 Kinase P110 Бета Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P42338

Артикул: CM0003802

введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого PI3 Kinase p110 бета (PIK3CB, P42338), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения сигнального пути PI3K/AKT, биологии тромбоцитов, аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 Kinase p110 бета кроличий мАт
Примечания/Псевдоним	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 бета
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5291
GeneID	5291
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PI3 Kinase p110 бета (NP_006210.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42338
Молекулярный вес белка	123кДа
Доставка	Сумка со льдом