

Поликлональное Антитело Против PI3-Киназы P110 Дельта Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O00329

Артикул: CM0024282



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую PI3-киназу p110 дельта (PIK3CD, O00329). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, имеет перекрестную реактивность с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 Kinase p110 delta кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta
Вид	Человек
ID гена (человек)	5293
ID гена	5293
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-300 человеческой PI3-киназы p110 дельта (NP_005017.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00329
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	Холодовой пакет