

Поликлональное Антитело Против PI3 Киназы P85 Альфа Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P27986

Артикул: CM0014208



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой PI3 киназы p85 альфа, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения сигнального пути PI3K/AKT и инсулиновых метаболических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5295
GeneID	5295
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-380 человеческой PI3 киназы p85 альфа (NP_852556.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27986
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом