

Кроличье Моноклональное Антитело Против PI3 Киназы P85 Альфа Для Wb, If, Ihc, Elisa - P27986

Артикул: CM0005565



введение

Высококачественное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к PI3 киназе p85 альфа, валидированное для WB, IF, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути PI3K/AKT и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PI3 киназе p85 альфа
Примечания/Алиасы	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 киназа p85 альфа
Вид	Человек
ID гена	5295 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 240-380 человеческой PI3 киназы p85 альфа (NP_852664.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27986
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	В пакете со льдом