

Анти-PI3 Киназа P85 Альфа/Бета Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P27986 / O00459

Артикул: CM0007613



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против PI3 Киназы p85 альфа и бета (PIK3R1/PIK3R2), для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для видов человека и мыши. Идеально подходит для исследований пути PI3K/AKT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 Киназа p85 альфа/бета кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	PIK3R1/PIK3R2; PI3 Киназа p85 альфа/бета
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5295/5296
ID гена	5295/5296
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P27986/O00459
Молекулярный вес белка	42-54 кДа/81-84 кДа
Доставка	Сумка со льдом