

Кроличья Поликлонова Polymab® Против PI3 Киназы P85 Альфа/Бета Для ВБ, IF-P, IHC-P, ИФА - P27986/O00459

Артикул: CM0007528



введение

Валидировано для ВБ, IF-P, IHC-P и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным целевым белком. Направлено против PIK3R1/PIK3R2 (p85 альфа/бета). Оптимально для изучения сигнального пути PI3K/AKT в исследованиях рака, обмена веществ и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлонова PolymAb® против PI3 киназы p85 альфа/бета
Примечания/Альтернативные названия	PIK3R1/PIK3R2
Вид	Человек
ID гена	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
Иммуноген	Синтетический пептид; синтезированный пептид, соответствующий фрагменту человеческой PI3 киназы p85 альфа/бета
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27986/O00459
Молекулярная масса белка	42-54 кДа/81-84 кДа
Доставка	Холодовой пакет