


Моноклональное Антитело Против PI3 Kinase P85 Beta Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O00459

Артикул: CM0012753



введение

Кроличье моноклональное антитело против PI3 Kinase p85 beta, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий и крысиный p85 β (82 кДа). Идеально подходит для исследований сигнального пути PI3K/AKT, рака и метаболических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 Kinase p85 beta Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5296
GeneID	5296
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого PI3 Kinase p85 beta (O00459).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O00459
Молекулярный вес белка	82kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент