


Кроличья Поликлональная Антитела Против PI3Киназы P85 Бета Для ВБ, Игх-П, Ифа - O00459

Артикул: CM0021029



введение

Кроличья поликлональная антитела против PI3Киназы p85 бета (PIK3R2), валидированная для ВБ, ИГХ-П, ИФА на человеке, мыши, крысе. Регуляторная субъединица PI3K, участвующая в росте клеток и передаче сигналов. Идеально подходит для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3Киназа p85 бета кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Вид	Человек
ID гена (человек)	5296
ID гена	5296
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-298 человеческой PI3Киназы p85 бета (NP_005018.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00459
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодильный пакет