


Кроличье Поликлональное Антитело Против PI3 Киназы P85 Бета Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O00459

Артикул: CM0021714



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую PI3 киназу p85 бета, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Детектирует эндогенный белок p85 бета в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути PI3K/AKT и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PI3 киназы p85 бета
Примечания/Альтернативные названия	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5296
ID гена	5296
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-85 человеческой PI3 киназы p85 бета (NP_005018.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00459
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом