

Кроличья Поликлональная Антитела Против PI3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P19957

Артикул: CM0028262



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PI3 (Элафин, SKALP, ESI). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышью. Идеальны для исследования ингибирования эластазы и воспалительных заболеваний кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; цементин; PI3
Вид	Человек
ID гена	5266
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-117 человеческого PI3 (NP_002629.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19957
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом