

Кроличье Моноклональное Антитело Против PI3K-Гамма Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P48736

Артикул: CM0004262



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против PI3K-гамма (p110γ, 126 кДа) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный PI3Kγ; идеально подходит для изучения сигнальных путей иммунных клеток, хемотаксиса и путей, опосредованных GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАб против PI3K-гамма
Примечания/Псевдоним	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5294
GeneID	5294
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-342 человеческой PI3-киназы-гамма (NP_002640.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48736
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	Сумка со льдом