

Поликлональные Антитела К PI3K P85A/P55Г/P85B Для Wb, If/Icc, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Артикул: CM0023320



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против регуляторных субъединиц PI3K p85 α , p55 γ и p85 β (PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3). Валидированы для методов WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований инсулиновой сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3KP85 α /P55 γ /P85 β кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; PI3KP85 α /P55 γ /P85 β
Вид	Человек
ID гена (человек)	5295/5296/8503
ID гена	8503/5295/5296
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 400–500 человека PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 (NP_852664.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Молекулярная масса белка	42-54 кДа / 81-84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом