


Антитело Кролика Против PI4K2B (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tcg2

Артикул: CM0023528



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого PI4K2B, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает фосфатидилинозитол-4-киназу типа 2-бета, участвующую в синтезе PI4P и везикулярном транспорте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI4K2B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PIK42B; PI4KIIB; PI4K2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55300
ID гена	55300
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого PI4K2B (NP_060793.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TCG2
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом