


Кроличыи Поликлональные Антитела К Pι4Ka Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P42356

Артикул: CM0021971



введение

Кроличыи поликлональные антитела к PI4KA человека, валидированные для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/ИКК и ИФА. Обнаруживают PI4KA человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований фосфатидилинозитольной сигнализации и спастической параплегии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI4KA кроличьи пАб
Примечания/синонимы	SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA
Вид	Человек
ID гена (человек)	5297
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1780-1860 PI4KA человека (P42356)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42356
Молекулярная масса белка	237 кДа
Доставка	Айс-бокс