


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pias1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O75925

Артикул: CM0009810



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против PIAS1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком PIAS1, E3 SUMO-лигазой массой 72 кДа, участвующей в регуляции транскрипции и репарации ДНК. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PIAS1
Примечания/Альтернативные названия	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8554
GeneID	8554
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3-101 человеческого белка PIAS1 (O75925)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75925
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом