


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Pias1+Pias2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — 075925/075928

Артикул: CM0012172



введение

Кроличье моноклональное антитело, распознающее PIAS1 и PIAS2, подходит для WB, IHC-P и ELISA. Определяет эндогенные уровни белка у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования SUMOилирования, STAT-сигналинга и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт PIAS1+PIAS2
Примечания/синонимы	DDXBP1; GBP; GU/RH-II; ZMIZ3; PIAS1+PIAS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8554/9063
GeneID	8554/9063
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 552-651 человеческого PIAS1+PIAS2 (075925).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075925/075928
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет