

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pias2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O75928

Артикул: CM0024953



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PIAS2 (E3 SUMO-протеин-лигаза PIAS2), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для изучения SUMOилирования, транскрипционной регуляции и сигнальных путей стероидных гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIAS2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Вид	Человек
ID гена	9063
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-621 человеческого PIAS2 (NP_004662.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75928
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом