

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pias3 Для Иф/Ицх И Ифа - Q9Y6X2

Артикул: CM0014774



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PIAS3, E3-лигазы SUMO, участвующей в передаче сигналов STAT и сумоилировании. Подходит для применения в ИФ/ИЦХ и ИФА, валидировано для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье PIAS3 pAb
Примечания/алиас	ZMIZ5; PIAS3
Вид	Человек
ID гена	10401
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 399–628 человеческого PIAS3 (NP_006090.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6X2
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом