

Поликлональное Антитело Против Pias4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N2W9

Артикул: CM0027794

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PIAS4, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Подходит для исследований процессов SUMOилирования, транскрипционной регуляции и путей репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIAS4 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-гамма; PIAS4
Вид	Человек
GeneID	51588
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-260 человеческого PIAS4 (NP_056981.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N2W9
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом