

## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pibf1 Для Wb, Elisa — Q8Wxw3

Артикул: CM0014820

### введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого PIBF1 (CEP90), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований биологии centrosом, цилиогенеза и опосредованного прогестероном иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb против PIBF1                                                                                                                                |
| Примечания/синонимы       | PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 10464                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 598-757 человеческого PIBF1 (NP_006337.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q8WXW3                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 90 кДа                                                                                                                                                   |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                           |