

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pibf1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q8Wxw3

Артикул: CM0026500

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого PIBF1 (PIBF/CEP90/JBTS33) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований цилиогенеза, сигнальных путей прогестерона и репродуктивной иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIBF1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10464
ID гена	10464
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого PIBF1 (Q8WXW3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXW3
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Сумка-холодильник