


## Поликлональное Антитело Против Pick1 Для Wb, Elisa - Q9Nrd5

Артикул: CM0015434



### введение

Высокоспецифичное поликлональное антитело против PICK1, валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ELISA, нацеленное на человеческий PICK1 — белок, участвующий в синаптической пластичности и транспорте рецепторов. Идеально подходит для нейробиологических исследований и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PICK1 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Примечания/псевдоним      | PICK; PRKCABP; PICK1                                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (человек)          | 9463                                                                                                                                            |
| GeneID                    | 9463                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого PICK1 (NP_036539.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                         |
| SWISS                     | Q9NRD5                                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 47 кДа                                                                                                                                          |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                  |