


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pick1 Для Игп-Парафин, Ифа — Q9Nrd5

Артикул: CM0017922



введение

Кроличья поликлональная антитело против PICK1, валидированная для ИГП-парафин и ИФА. Подходит для изучения роли связывающего белка PRKCA в синаптической пластичности и траффике рецепторов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PICK1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	PICK; PRKCABP; PICK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9463
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 белка PICK1 человека (NP_036539.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГП-парафин, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRD5
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовая упаковка