

Поликлональное Антитело Anti-Pid1 Для Wb, Ip, Elisa — Q7Z2X4

Артикул: CM0018412

введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-PID1, валидированное для WB, IP и ELISA. Выявляет PID1 в образцах человека, мыши и крысы. Цитоплазматический белок, участвующий в пролиферации преадипоцитов; подходит для исследований ожирения и метаболических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PID1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PCL11; NYGGF4; P-CL11; HMFN2073; PID1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55022
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124–248 человеческого PID1 (NP_060403.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7Z2X4
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом